

# EthylGuard 100

## Tratamiento de protección contra el Etileno

Líquido

EthylGuard 100, es el tercer producto de Floralife inhibidor de la acción del etileno, es un producto líquido con base STS diseñado para proteger las flores del daño por etileno. Las flores sensibles al daño por etileno incluyen:

Achillea	Campanula	Doronicum	Lavatera	Rudbeckia
Aconitum	Clavel	Echium	Lily	Saponaria
Agapanthus	Celosia	Eremurus	Limonium	Scabiosa
Alchemilla	Centaura	Eustoma	Lisianthus	Silene
Allium	Chelone	Freesia	Lisimachia	Snapdragon
Alstroemeria	Consolida	Francoa	Mini clavel	Solidaster
Anethum	Cymbidium	Gladiola	Monkshood	Stock
Aquilegia	Crocsmia	Godetia	Algunas Orquideas	Sweet Pea
Asclepias	Queen Anne's Lace	Gypsophila	Phlox	Sweet William
Astilbe	Delphinium	Helianthus	Penstemon	Trachelium
Astrantia	Dendrobium	Ixia	Physostegia	Trollius
Bouvardia	Dicentra	Kniphofia	Ranunculus	Veronica
Brodiaea		Larkspur	Rosa*	Wax Flower

\*Variedades específicas

EthylGuard 100 de Floralife<sup>®</sup> ha sido formulado para estimular el consumo de plata con lo que los beneficios del tratamiento se incrementan.

### Características y Beneficios

- Protege del etileno proveniente de fuentes internas y externas.
- Mejora la vida en florero y la calidad de la flor.
- Ayuda a disminuir los costos asociados con las pérdidas del inventario.

### Instrucciones de uso

- La dosis depende de la temperatura y duración del tratamiento, así como del tipo de flor. Para determinar la dosis recomendada favor de ver la tabla (página siguiente).
- Cuando se mezcle la solución, siempre utilizar contenedores no metálicos.
- El tiempo de tratamiento tanto a temperatura ambiente como en cuarto frío va de un mínimo de 4 horas a un máximo de 72 horas. Para más información ver la tabla (página siguiente).
- Guardar el concentrado en un lugar oscuro y mantenerlo a temperatura ambiente sin exceder los 25 °C (77 °F).
- Antes de desechar la solución de tratamiento utilizada, emplear siempre un procedimiento de recolección de plata.

continuación



# EthylGuard 100

## Tratamiento de protección contra el Etileno

Líquido

### Tabla de tratamiento

Flor	Temperatura ambiente	Enfriador
Clavel / Mini clavel	4 horas - 2ml/lt	8 a 12 horas - 1 ml/lt
Alstroemeria	4 horas - 1 ml/lt	8 a 12 horas - 0.5 ml/lt
Otras	4 horas - 2 ml/lt	8 a 12 horas - 1 ml/lt

### Presentación disponible

- 1 litro / 1 cuarto

*No registrado para uso en Estados Unidos.*

